



Konstruerade
för livet, för
valfrihet och
för värde

ARJOS MÅNGSIDIGA PLATTFORM FÖR SJUKVÅRDSSÄNGAR

En viktig grund för patienters välbefinnande

arjo

Säker och enkel användning oavsett vårdmiljö

Oavsett om det handlar om en kortvarig vistelse eller ett långvarigt tillfrisknande är sängen en central del i den dagliga patientvården. Den är utformad för att erbjuda en säker miljö där patienten ska kunna vila och återhämta sig på ett både säkert och terapeutiskt sätt.

Ingen patient är den andra lik, och att tillgodose individens kliniska behov kan vara en utmaning. Arjo erbjuder ett omfattande sortiment av ergonomiska sjukvårdssängar som är utformade för att skapa en idealisk miljö för dina patienter, alla med olika vårdbehov, tillsynsnivå och vårdmiljö - från intensivvård till allmänna vårdavdelningar.

Vår mångsidiga plattform för sjukvårdssängar är utformad för att erbjuda en säker miljö för patientvård och återhämtning och samtidigt minska risken för skador hos vårdpersonalen.

Konstruerad
för livet





Den viktiga dagliga omvårdnaden

Våra sjukvårdssängar är utformade för att optimera ert arbetsflöde, för att främja livskvalitet och för att minska de välkända riskerna relaterade till fall, klämskador och personsador hos vårdpersonal. Med ergonomiska funktioner som främjar säkert och effektivt arbete kommer våra sängar hjälpa er att leverera livsviktig daglig vård, och de kan även hjälpa er att uppnå verksamhetens kliniska mål.



KLINISK EFFEKTIVITET

Vårt sortiment av sjukvårdssängar erbjuder flera integrerade kliniska funktioner och profileringsalternativ för avancerad patientvård:

- Ryggstödspaus vid 30° vinkel
- Kardiovaskulärt hjärtläge
- Vinkelindikator
- Styrning med en enda knapptryckning
- Profileringsystemet Bio-Contour
- Automatisk inställning av stolsvinkel
- Inbyggd våg

Valet av funktioner är relaterat till sängmodell, se tabellen på sida 4 och 5.



PATIENTSÄKERHET

Alla sjukvårdssängar från Arjo har en omfattande uppsättning säkerhetsfunktioner:

- Låg höjd
- Uppfyller IEC-standard 60601-2-52 för minskad risk att patienten fastnar eller kläms
- Belysning under sängen
- Varizone urstigningslarm
- Klämskyddssystem under sängen
- Upplyst kontrollpanel
- SafeSet visuellt varningssystem
- Sköterskeanrop och högtalare

Valet av funktioner är relaterat till sängmodell, se tabellen på sida 4 och 5.



ETT INTEGRERAT SYSTEM FÖR PREVENTION AV TRYCKSKADOR







Våra sjukvårdssängar har stöd för ett komplett sortiment av terapeutiska madrasser för patienter som har eller är i riskzonen för att utveckla trycksador.

En gemensam plattform för sjukvårdssängar, för en varaktig hög vårdstandard

Konstruerad
för valfrihet

Den mångsidiga plattformen gör sortimentet lämpligt för alla patienttillsynsnivåer och ett flertal vårdmiljöer, från intensivvård till medicin och kirurgi, vilket gör systemet till ett bra val för sjukhus med skiftande behov. Våra sängar baseras på en grunddesign som är genomgående för hela sortimentet, och som tillhandahåller enkel och snabb manöverförmåga, standardiserade säkerhetsfunktioner och intuitiva kontroller.



		Sänggrindar	Profilering	Säker arbetslast	Kontroll	Ryggestödet pausar vid 30° lutning	En knapptryckning för kardiovaskulärt hjärtläge	Sängförlängning i 3 steg	Nattlampa under sängen	Fotomkopplare för höjjustering	Sänggrindar med mjuk nedfällningsmekanism	Inbyggd våg	Varzoneurstigningsarm
MINDRE VÅRDBEHOV	 Enterprise® 5000X	Fällbar	Bio-Contour	250 kg	2 handkontroller	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-	-
	 Enterprise® 5000X	Delade sänggrindar	Bio-Contour	250 kg	2 handkontroller	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	-	-
MEDELSTORT VÅRDBEHOV	 Enterprise® 8000X	Delade sänggrindar	Bio-Contour	250 kg	inbyggd manöverpanel för patient och vårdgivare	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
	 Enterprise® 9000X	Delade sänggrindar	Bio-Contour	250 kg	Kontroller för TV/lampor	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
STORT VÅRDBEHOV	 Citadel™	Delade sänggrindar	Pro-Contour	270 kg	Kontroller för TV/lampor	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	 Citadel™ Plus	Delade sänggrindar	Pro-Contour	522 kg	Sköterskeanrop, kontroller för TV/lampor*	✓	✓	✓	✓	✓*	-	✓	✓



Nimbus® Professional

Sängmaror och madrasser för allehanda kliniska behov

Ett sortiment med terapeutiska madrasser med och utan strömförsörjning finns tillgängligt för alla sängmaror, som stöd för patienter som har eller är i riskzonen för att utveckla trycksador. Integrerade madrasser som tillhandahåller en flexibel lösning för patienter med omfattande vårdbehov är tillgängliga för patientbehandlingssystemet Citadel™.

Vår Bio-Contour-design förenar en unik kombination av sängsektionsrörelser med en skålad madrassplattform. Denna har utformats för att arbeta tillsammans med madrassen för att reducera tryck och skjuv.

Klämskyddssystem	Dubbelriktat sköterskeanrop	RS232-dataport	SafeSet visuella varningar	Integrerad madrass	SkinIQ-uttag	Uttag för tillbehör	Ställbar bredd plattform	Fast handtag PowerDrive	IndiGo Intuitive Drive Assist
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	✓*
✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	-	-	✓*
✓	✓	✓*	✓*	-	✓	✓*	✓	✓*	-

Nu med intuitivt elektriskt drivhjul

IndiGo™ är ett eldrivet femte hjul som gör det enkelt för vårdpersonal att hantera lättare transporter - med en lätt beröring som gör jobbet både säkrare och enklare. IndiGo finns alltid tillgängligt och är inbyggt direkt i din Citadel- eller Enterprise-säng. Det gör att bara en sak förändras under vårdpersonalens dag: arbetsinsatsen som krävs för att flytta sängen.

Läs mer om IndiGo: Arjo.com/indigo

Upp till
60 %
mindre



belastning i
uppförslutning¹

Upp till
70 %
mindre



belastning i
nedförslutning¹

360°
- används från
valfri position
runt sängen



A healthcare professional with blonde hair tied back, wearing purple scrubs, stands by the side of a hospital bed. She is looking down at a patient lying in the bed. The patient is wearing glasses and a grey long-sleeved shirt. The bed has a white sheet and a grey frame with control panels. In the background, there is a white wall with some medical equipment.

Konstruerad
för värde

En kostnadseffektiv och flexibel lösning

Som en del av vårt omfattande sortiment erbjuder vi även flexibla alternativ för uthyrning, försäljning och leasing för att göra våra lösningar så prisvärda som möjligt och maximera värdet på din investering. Alla Arjo-sängar har för övrigt stöd för service- och underhållsval som kan skräddarsys efter kraven som finns i just er verksamhet.

Enkla att serva och underhålla

Den skålade formgjutna madrassplattformen i den öppna ramen är lätt och smidig att avlägsna och rengöra – en hållbar lösning som krävs för att uppfylla kraven på att motverka infektionsspridning

Den luftiga konstruktionen och komponenterna som enkelt kan demonteras innebär att en enda person på bara några minuter kan byta ut ställdon, styrenhet, handkontroller, batteri och hjul direkt på plats, vilket gör det enkelt för teknikerna att utföra service och underhåll.


Låga livscykelkostnader

Alla Arjos sjukvårdssängar är konstruerade och testade för att vara robusta, tåliga och ha en lång livslängd. De är även UL-certifierade för att uppfylla IEC-standarderna avseende bärighet och stabilitet. Med den öppna arkitekturen med plug-and-play-komponenter och självsmörjande fogar går det att sänka livscykelkostnaderna ytterligare. Hela produktsortimentet har gemensamma komponenter vilket minskar behovet av att ha en mängd olika reservdelar på lager.



Arjos sjukvårdssängar är konstruerade för livet, för valfrihet och för värde

Skanna QR-koden för att se demonstrationsvideon.
Det är bara att rikta kameran i din smartphone mot QR-koden.
(Android-telefoner kan kräva en app för QR-läsning).



Enterprise® Range Video

Sängar för mindre och medelstort vårdbehov



Citadel® Video

Säng för stort vårdbehov



Citadel™ Plus Video

Bariatrisk sjukvårdssäng



IndiGo™ Video

Intuitivt elektriskt drivhjul



Vårt sortiment av sjukvårdssängar har genomgått oberoende testning via den internationellt erkända organisationen UL, för att säkerställa att de uppfyller de senaste kraven på stabilitet, dimensioner och säkerhet som ingår i standarden IEC60601-2-52.

Referenser: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Mars 2020 Endast originaldelar från Arjo som är avsedda för ändamålet ska användas på utrustning och produkter från Arjo. Vår policy innebär kontinuerlig utveckling och vi förbehåller oss rätten att ändra i utförande och specifikationer utan föregående meddelande. ® och ™ är varumärken som tillhör Arjo-koncernen.
© Arjo, 2020

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdssituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer, arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

www.arjo.com

ARJO

Arjo.A00209.1.0.SE.SV