



Designed for
life, choice
and value

PLATEFORME UNIVERSELLE POUR LIT MÉDICALISÉ ARJO

Le fondement indispensable du bien-être du patient

arjo

Sécurité et facilité d'utilisation dans tous les établissements de soin

Qu'il s'agisse d'un séjour de courte durée ou d'une convalescence prolongée, le lit est au cœur des soins quotidiens des patients. Il est conçu pour fournir un environnement sûr pour les soins des patients, où le repos et la récupération doivent à la fois être sécurisés et thérapeutiques.

Comme chaque patient est unique, il peut s'avérer difficile de répondre à chacun de leurs besoins cliniques. Chez Arjo, nous offrons une gamme complète de lits hospitaliers ergonomiques, conçus pour offrir le meilleur environnement à vos patients, quels que soient leurs besoins cliniques, leur niveau de dépendance et l'établissement de soins, des soins intensifs aux services généraux.

Notre plateforme universelle de lit médicalisé est conçue pour fournir un environnement sûr pour les soins et le rétablissement des patients tout en contribuant à réduire le risque de blessures pour le personnel soignant.



Designed for life



Soins quotidiens essentiels

Nos lits médicalisés sont conçus pour optimiser votre procédure de travail, promouvoir la qualité de vie et aider à réduire les risques courants, tels que les chutes, les piégeages et les blessures du personnel soignant. Avec leurs caractéristiques ergonomiques qui vous permettent de travailler efficacement et en toute sécurité, nos lits vous assistent dans la prestation de soins quotidiens essentiels et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs cliniques.



EFFICACITÉ CLINIQUE

Notre gamme de lits médicalisés partage des caractéristiques cliniques intégrées et des options de profilage pour les soins avancés de patients.

- Pause du dossier 30°
- Chaise cardiaque
- Indicateur d'angle du relève-buste
- Touches à effleurement
- Profilage Bio-Contour
- Position Fowler automatique
- Pesée dans le lit



SÉCURITÉ DU PATIENT

Tous les lits médicalisés Arjo offrent une série de caractéristiques pour la sécurité :

- Hauteur extra-basse
- Conformité CEI 60601-2-52 pour la réduction du piégeage de patients
- Veilleuse sous le lit
- Alarme de sortie de lit Varizone
- Système anti-piégeage sous le lit
- Panneau de commande rétroéclairé
- Système d'alarmes visuelles SafeSet
- Appel infirmier et haut-parleur



UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA PRÉVENTION DES ESCARRES

Nos lits médicalisés s'appuient sur un portefeuille complet de supports thérapeutiques pour les patients à risque ou porteurs d'escarre.

Une plateforme universelle de lit médicalisé pour une norme élevée de soins

Designed for choice

Couvrant tous les niveaux de dépendance des patients (légère, modérée ou sévère) et l'ensemble des services (médecine, chirurgie à réanimation), la plateforme universelle est un choix judicieux pour répondre aux besoins hospitaliers en perpétuelle évolution. Nos lits sont basés sur une conception qui reste constante dans toute la gamme, offrant une maniabilité légère, des caractéristiques de sécurité standardisées et des commandes intuitives.



		Barrières de sécurité	Profilage	Capacité maximale admissible	Commande	Pause automatique du dossier à 30°	Position fauteuil grâce à un bouton unique	3 longueurs de lit possibles	Veilleuse sous le lit	Commande au pied pour réglage de la hauteur variable	Système de pesée	Alarme de sortie de lit Varizone
DÉPENDANCE LÉGÈRE	 Enterprise® 5000X	Rabattement	Bio-Contour	250kg	2 commandes filaires	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
	 Enterprise® 5000X	Barrières latérales segmentées	Bio-Contour	250kg	2 commandes filaires	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
DÉPENDANCE MODÉRÉE	 Enterprise® 8000X	Barrières latérales segmentées	Bio-Contour	250kg	Commandes intégrées patient et soignant	✓	✓	✓	✓	✓*	-	-
	 Enterprise® 9000X	Barrières latérales segmentées	Bio-Contour	250kg	Commandes de TV/lumière*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
DÉPENDANCE SÉVÈRE	 Citadel™	Barrières latérales segmentées	Pro-Contour	270kg	Commandes de TV/lumière*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	 Citadel™ Plus	Barrières latérales segmentées	Pro-Contour	522kg	Appel infirmier, commandes de TV/lumière*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓



Nimbus® Professional

Matelas et lits pour tous les besoins cliniques

Une gamme de matelas thérapeutiques motorisés et non motorisés est disponible pour tous les lits afin d'offrir une prise en charge efficace des patients à risque ou porteurs d'escarres. Des matelas intégrés offrant une solution modulable à destination des patients en soins aigus sont disponibles pour Citadel™ et Citadel™ Plus.

Notre design « Bio-Contour » forme une combinaison unique des mouvements du sommier du lit et du matelas courbé, conçue pour garantir une meilleure gestion de la pression et du cisaillement.

Maintenant avec une technologie d'assistance à la conduite intuitive

IndiGo™ est la 5^e roue motrice qui rend le transport plus léger accessible à n'importe quel soignant avec un simple contact – pour plus de sécurité et de simplicité. IndiGo est toujours disponible et intégré directement dans votre lit Citadel ou Entreprise, de sorte qu'une seule chose change dans la journée d'un soignant : la force nécessaire pour déplacer le lit.

Pour en savoir plus sur IndiGo:
Arjo.com/indigo

Jusqu'à
60 %
de réduction



de la force pour la remontée de pentes¹

Jusqu'à
70 %
de réduction



de la force pour la descente de pentes¹

360° – utilisation depuis n'importe quelle position autour du lit



Système anti-pié-geage	Appel infirmier à double sens	Port de données RS232	Alarmes visuelles SafeSet	Matelas thérapeutiques intégrés	Prise Skin IQ	Prise auxiliaire	Plateforme ajustable en largeur	Poignée fixe Power-Drive	Assistant de conduite intuitif IndiGo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	✓*
✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	-	-	✓*
✓	✓	✓*	✓*	-	✓	✓*	✓	✓*	-

A healthcare professional with blonde hair tied back, wearing purple scrubs, is standing by the side of a hospital bed. She is looking down at a patient who is lying in the bed, wearing glasses and a grey long-sleeved shirt. The patient's hands are resting on their abdomen. The bed is a modern, light-colored metal frame with a white mattress and pillows. The background is a plain, light-colored wall with some medical equipment visible in the upper left corner.

Designed
for value

Une solution rentable et flexible

Dans le cadre de notre gamme complète, nous offrons également des options flexibles de location, de vente et de leasing conçues pour maximiser l'accessibilité de nos solutions et la valeur de votre investissement. Tous les lits Arjo sont en outre appuyés par un service complet et des options de maintenance qui peuvent être adaptées aux besoins de votre établissement.



Entretien et interventions faciles

Les sections du sommier sont légères, lisses et aisément amovibles. Le châssis ouvert est conçu pour être très facile à nettoyer, garantissant une solution durable pour le nettoyage et la décontamination dans le cadre des exigences de prévention des infections.

Grâce à la facilité d'accès et aux composants aisément amovibles, les interventions sur divers éléments tels que les vérins, le boîtier de commande, les télécommandes, la batterie et les roues peuvent être effectuées en quelques minutes, sur place, par une seule personne dûment formée: le lit est ainsi plus facile à entretenir et à réviser pour le personnel technique.



Réduction des coûts

Conçus et construits pour être solides et résistants, tous les lits médicalisés Arjo s'avèrent durables et sont certifiés UL selon les normes de résistance et de stabilité CEI. Les faibles coûts durant toute la durée de vie du produit sont favorisés par une architecture ouverte avec des composants « plug & play » et des joints autolubrifiés. Les composants communs à toute la gamme de produits contribuent à réduire les exigences de stockage de pièces détachées.



Les lits médicalisés Arjo visent la durabilité, le choix et la valeur

Scannez le code QR pour visualiser la vidéo de démonstration
Il suffit de pointer la caméra de votre smartphone sur le code QR.
(Les téléphones Android pourraient nécessiter une appli de lecture QR.)



Vidéo de la gamme Enterprise®

Lits pour dépendance légère et modérée



Vidéo de la gamme Enterprise®

Lit pour dépendance sévère



Vidéo Citadel™ Plus

Lit hospitalier bariatrique



Vidéo IndiGo™

Cinquième roue motrice



Notre gamme de lits médicalisés a été testée de façon indépendante par l'organisme de renommée mondiale UL afin de certifier sa conformité aux plus récentes exigences de stabilité, de dimensions et de sécurité de la norme CEI 60601-2-52.

Références: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Livre blanc)

juillet 2018. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.
© Arjo, 2018

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB, Hans Michelsengatan 10, SE-211 20 Malmö, Sweden. Phone: +46 (0) 10 335 45 00
Arjo Belgium SA, Evenbroekveld 16, BE-9420 Erpe-Mere, Belgique. Tél: +32 (0) 53 60 73 80
Arjo France, 2 av. Alcide de Gasperi, CS 70133, 59436 Roncq, France. Téléphone: 03 20 28 13 13

www.arjo.com

ARJO

01.MB.41.3.FR-BE.1.ARJO