



Забота  
о пациентах,  
универсальность,  
эффективность  
затрат

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ ARJO

## **Основа хорошего самочувствия пациента**


**arjo**

# Безопасность и легкость использования в различных условиях ухода

Независимо от длительности пребывания пациента в больнице, кровать имеет ключевое значение в ежедневном уходе. Она обеспечивает оптимальные условия ухода и помогает добиться, чтобы отдых и восстановление были не только безопасными, но и имели терапевтический эффект.

Каждый пациент уникален, и удовлетворить индивидуальные клинические потребности достаточно сложно. Компания Arjo предлагает широкий ассортимент эргономичных больничных кроватей, позволяющих создать наиболее благоприятную среду для пациентов с разной степенью тяжести заболевания, различными клиническими потребностями и условиями ухода — от интенсивной терапии до обычных палат.

Универсальная медицинская кровать позволяет создать безопасную среду для ухода за пациентами и их восстановления, одновременно уменьшая риск травм для лиц, осуществляющих уход.



Забота  
о пациентах



### Ключевой фактор ежедневного ухода

Наши медицинские кровати помогают оптимизировать процедуры ухода, повысить качество жизни пациентов и снизить такие распространенные риски, как падения и защемления пациентов и травмирование лиц, осуществляющих уход. Благодаря эргономичным функциям, делающим работу безопасной и эффективной, наши кровати помогают осуществлять основной повседневный уход и достигать поставленных клинических целей.



#### КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Все медицинские кровати Arjo имеют широкий ряд встроенных клинических функций и несколько вариантов положения секций, которые позволяют обеспечить более качественный уход за пациентом.

- Остановка спинной секции под углом 30°
- Кардиологическое кресло
- Индикатор угла положения спинной секции кровати
- Активируемые одним касанием элементы управления
- Особая анатомическая форма секций ложа кровати Bio-Contour
- Установка положения Фовлера нажатием одной кнопки
- Встроенные весы



#### БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА

Все медицинские кровати Arjo обладают рядом особенностей, которые позволяют обеспечить безопасность пациентов:

- Низкая высота ложа кровати
- Соответствие стандарту IEC 60601-2-52 для уменьшения вероятности защемления пациента
- Подкроватная подсветка
- Система контроля покидания кровати Varizone
- Подкроватная система предотвращения защемления
- Обратная подсветка панели управления
- Визуальная сигнализация SafeSet
- Вызов медицинской сестры и громкоговоритель




#### КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ

Наши медицинские кровати могут быть дополнены разнообразными терапевтическими поверхностями для поддержки тела пациентов, имеющих пролежни или риск появления пролежней.

# Универсальная медицинская кровать для неизменно высокого качества ухода за пациентами

Универсальность

Универсальная кровать подходит для пациентов с состоянием любой степени тяжести, от низкой до высокой, и для различных условий ухода, от общехирургических до интенсивной терапии. Это оптимальное решение для медицинских учреждений, потребности которых постоянно меняются. Базовая конструкция всех наших кроватей обеспечивает маневренность при малом весе. Кровать оснащается стандартными функциями безопасности и интуитивно понятными элементами управления.



		Защитные боковые ограждения	Изменение положения секций	Безопасная рабочая нагрузка	Управление	Автоматическая останковка спинной секции под углом 30°	Перевод в положение кардиологического кресла нажатием одной кнопки	Удлинение кровати в три этапа	Подкроватная подсветка	Ножная педаль для регулировки высоты	Встроенные весы	Система контроля поклдания кровати Varizone
ПАЦИЕНТЫ С СОСТОЯНИЕМ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ	 Enterprise® 5000X	Складывающиеся	Bio-Contour	250 кг	2 подвесных элемента управления	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
	 Enterprise® 5000X	Раздельные	Bio-Contour	250 кг	2 подвесных элемента управления	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
ПАЦИЕНТЫ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ	 Enterprise® 8000X	Раздельные	Bio-Contour	250 кг	Интегрированные элементы управления для пациента и медсестры	✓	✓	✓	✓	✓*	-	-
	 Enterprise® 9000X	Раздельные	Bio-Contour	250 кг	Элементы управления ТВ и освещением*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ	 Citadel™	Раздельные	Pro-Contour	270 кг	Элементы управления ТВ и освещением*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
	 Citadel™ Plus	Раздельные	Pro-Contour	522 кг	Вызов медсестры, элементы управления ТВ и освещением*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓





Nimbus® Professional

### Терапевтические поверхности и каркасы для любых клинических потребностей

Все каркасы кроватей могут быть оборудованы одной из терапевтических поверхностей с приводом или без, представленных в ассортименте Arjo, что позволяет обеспечить поддержку пациентов, имеющих пролежни или риск развития пролежней. Для кроватей Citadel™ и Citadel™ Plus доступны интегрированные поверхности, обеспечивающие гибкость ухода за пациентами, нуждающимися в особо тщательном уходе.

Конструкция Bio-Contour объединяет в себе уникальное сочетание перемещения секций кровати и изогнутой формы матрасной платформы, что помогает корректировать давление и трение.

Система защиты от защемления	Двусторонняя система вызова медсестры	Порт данных RS232	Визуальная сигнализация SafeSet	Интегрированные терапевтические поверхности	Разъем для подключения системы Skin IQ	Вспомогательная розетка	Платформа регулируемой ширины	Электропривод с фиксированной ручкой	Электропривод с интуитивным управлением IndiGo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	✓*
✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	-	-	✓*
✓	✓	✓*	✓*	-	✓	✓*	✓	✓*	-

## Теперь с технологией интуитивного управления электроприводом

IndiGo™ — это оснащенное электроприводом пятое колесо, которое позволяет лицам, осуществляющим уход, легко и безопасно перемещать кровать одним касанием. Система IndiGo встроена в кровати Citadel и Enterprise и может быть задействована в любой момент, поэтому единственное, что меняется в работе лица, осуществляющего уход — это количество усилий, затрачиваемых на перемещение кровати.

Дополнительная информация об IndiGo: [Arjo.com/indigo](http://Arjo.com/indigo)

До  
**60%**  
меньше  
усилий




при движении  
вверх по  
наклонной  
поверхности<sup>1</sup>


До  
**70%**  
меньше  
усилий



при движении  
вниз по  
наклонной  
поверхности<sup>1</sup>

360° —  
возможность  
использования  
с любой стороны  
кровати





Эффективность  
затрат

# Выгодное и гибкое решение

Для всех кроватей Arjo доступны гибкие варианты аренды, продажи и лизинга, которые позволяют добиться максимальной доступности наших решений и эффективности ваших затрат. На все кровати Arjo распространяется полное сервисное и техническое обслуживание, которое можно скорректировать в соответствии с требованиями вашего учреждения.



## Удобное сервисное и техническое обслуживание

Легко снимающиеся дуговые пластины ложа с гладкой поверхностью, выполненные из легкого материала, и простой в очистке открытый каркас кровати позволяют проводить очистку и дезинфекцию в полном соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Благодаря открытому доступу и съемным компонентам обслуживание таких элементов, как приводные механизмы, блок управления, пульта управления, батареи и колеса, занимает несколько минут и может быть проведено одним квалифицированным специалистом на месте. Это упрощает сервисное и техническое обслуживание кровати для инженеров и техников.



## Малые эксплуатационные затраты

Все медицинские кровати Arjo отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Они прошли испытания на срок службы и имеют сертификаты UL, подтверждающие соответствие стандартам IEC по прочности и устойчивости. Эксплуатационные затраты сокращаются благодаря открытой архитектуре с автоматической настройкой подключаемых компонентов и самосмазывающимися соединениями. Во всех кроватях Arjo используются одни и те же компоненты, что позволяет снизить количество необходимых запасных частей.



# Медицинские кровати Arjo обеспечивают заботу о пациентах, универсальность и эффективность затрат

Отсканируйте QR-код для просмотра демонстрационного видеоролика.  
Просто наведите камеру смартфона на QR-код.  
(Для телефонов на базе Android может потребоваться приложение-сканер QR-кодов.)



## Видеоролик о кроватях Enterprise®

Кровати для пациентов с состоянием легкой и средней степени тяжести



## Видеоролик о кроватях Enterprise®

Кровать для тяжелобольных пациентов



## Видеоролик о кроватях Citadel™ Plus

Бариатрическая больничная кровать



## Видеоролик о системе IndiGo™

Пятое колесо с электроприводом



Наши медицинские кровати прошли независимые испытания всемирно известной организацией UL (Underwriters Laboratories), которая подтвердила соответствие изделий самым последним требованиям к устойчивости, размерам и безопасности согласно стандарту IEC60601-2-52.

**Справочные материалы:** 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Информационный документ)

Февраль 2018 г. В оборудовании и прочей продукции, которые поставяет компания Arjo, следует использовать только предназначенные для этого детали, специально разработанные Arjo. В связи с проводимой нами политикой постоянного развития мы сохраняем за собой право изменять конструкцию оборудования и его технические характеристики без предварительного уведомления. ® и ™ — торговые марки, принадлежащие группе компаний Arjo. © Arjo, 2019

Компания Arjo стремится улучшить повседневную жизнь людей с ограниченной подвижностью и возрастными проблемами со здоровьем. Благодаря продуктам и решениям для эргономичного ухода за пациентами, обеспечения личной гигиены, дезинфекции, диагностики и эффективной профилактики пролежней и венозной тромбоземболии, мы помогаем специалистам в различных сферах здравоохранения непрерывно повышать стандарты безопасного и достойного ухода. Все что мы делаем, мы делаем думая о людях.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
Arjo Huntleigh International Limited · 40 Prospect Mira, 8th floor, 822 office · Moscow, 129090 · Russia

www.arjo.com