



Designed for  
life, choice  
and value

UNIVERSEEL BEDFRAME VAN ARJO

# De onmisbare basis voor het welzijn van patiënten

arjo

# Veiligheid en gebruiksgemak in alle zorgsituaties

Zowel bij een kortdurend verblijf als langdurige zorg speelt het bed een cruciale rol in de dagelijkse patiëntenzorg. Het is ontworpen om een veilige omgeving voor patiëntenzorg te bieden, waar rust en herstel zowel veilig als therapeutisch zouden moeten zijn.

Iedere patiënt is anders en inspelen op de klinische behoeften van een individu kan een uitdaging zijn. Bij Arjo bieden we een uitgebreid assortiment aan ergonomische ziekenhuisbedden aan, ontworpen om uw patiënten de beste omgeving te bieden voor alle klinische behoeften, letsels en zorgsituaties, van intensive care tot algemene geneeskunde.

Ons universele bedframe is ontworpen als veilige omgeving voor patiëntenzorg en herstel, terwijl het risico op letsel van de zorgverlener wordt beperkt.



Designed for life



## Essentiële dagelijkse zorg

Onze medische bedden zijn ontworpen om uw workflow te optimaliseren, de levenskwaliteit te verbeteren en veelvoorkomende risico's, zoals vallen, beknelling en letsel bij de zorgverlener, te voorkomen. Dankzij ergonomische functies die ervoor zorgen dat u veilig en efficiënt kunt werken, helpen onze bedden u om essentiële dagelijkse zorg toe te dienen en uw klinische doelstellingen te behalen.



### KLINISCHE EFFICIËNTIE

Ons assortiment van medische bedden beschikt over ingebouwde klinische functies en profileringsopties voor geavanceerde zorg.

- 30° pauzeerstand rugsteun
- Cardiac Chair
- Indicator hoek hoofdeinde
- Eén-toetsbediening
- Bio-Contour profilering van het ligvlak
- Automatische Fowler
- Weegfunctie in bed



### VEILIGHEID VOOR DE PATIËNT

Alle medische bedden van Arjo bieden een uitgebreid pakket veiligheidsfuncties:

- Lage bedstand
- IEC 60601-2-52 compatibel voor preventie van beknelling van de patiënt
- Verlichting onder het bed
- Varizone bed-exit-alarm
- Antibeknellingsstelsysteem onder het bed
- Achtergrondverlichting bedieningspaneel
- SafeSet visueel waarschuwingssysteem
- Verpleegkundigenoproep en -luidspreker



### EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING OM DECUBITUS TE VOORKOMEN







Onze medische bedden worden aangevuld met een uitgebreide portfolio therapeutische ligsystemen ter ondersteuning van patiënten met of met risico op decubitus.

# Een universeel bedframe voor een consistent hoge zorgkwaliteit

Designed for choice

Het universele bedframe is geschikt voor alle niveaus van patiëntenzorg, van laag tot hoog, in uiteenlopende zorgomgevingen en van chirurgie tot intensive care. Daarom is het een goede keuze voor de wisselende ziekenhuisbehoeften. Onze bedden zijn gebaseerd op een basisonwerp dat identiek is voor het volledige assortiment, met eenvoudige wendbaarheid, gestandaardiseerde veiligheidsfuncties en intuïtieve bediening.



		Bedhekken	Profilering	Veilige werklust	Regeling	Automatische rugsteunpauzeering bij hoek van 30°	Cardiac Chair	Geïntegreerde bedverlenging (3 standen)	Verlichting onder het bed	Voetschakelaar voor variabele hoogte	Weegfunctie in bed	Varizone-bed-exit-alarm	Antibeknellings-systeem
Reguliere zorg	 Enterprise® 5000X	Opklapbaar	Bio-Contour	250 kg	2 afstandsbedieningen	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-	-
	 Enterprise® 5000X	Gedeelde bedhekken	Bio-Contour	250 kg	2 afstandsbedieningen	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-	-
GEMIDDELD RISICO	 Enterprise® 8000X	Gedeelde bedhekken	Bio-Contour	250 kg	Ingebouwde bediening voor de patiënt en zorgverlener	✓	✓	✓	✓	✓*	-	-	-
	 Enterprise® 9000X	Gedeelde bedhekken	Bio-Contour	250 kg	Tv/lichtbediening*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
ACUTE ZORG	 Citadel™	Gedeelde bedhekken	Pro-Contour	270 kg	Tv/lichtbediening*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	 Citadel™ Plus	Gedeelde bedhekken	Pro-Contour	522 kg	Verpleegkundigenoproep, tv/lichtbediening*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓



Nimbus® Professional

### Ligsystemen en frames voor alle klinische behoeften

Een assortiment pomploze en elektrisch aangedreven therapeutische ligsystemen is beschikbaar voor alle bedframes, ter ondersteuning van patiënten met of met risico op decubitus. Voor Citadel™ en Citadel™ Plus zijn geïntegreerde ligsystemen beschikbaar die een flexibele oplossing bieden voor patiënten die intensieve zorg nodig hebben.

Ons 'Bio-Contour'-profilering biedt een unieke combinatie van bewegende ligvlakken en een gebogen bedbodem, ontworpen om de regulering van druk en schuifkrachten te ondersteunen.

## Nu met Intuitive Drive Assist-technologie

IndiGo™ is een gemotoriseerd vijfde wiel dat, met slechts een lichte aanraking, lichter transport mogelijk maakt voor alle zorgverleners - voor veiligheid en eenvoud. IndiGo is altijd beschikbaar en wordt rechtstreeks in uw Citadel- of Enterprise-bed ingebouwd, zodat slechts één ding tijdens het werk van een zorgverlener verandert: de hoeveelheid werk die nodig is om het bed te verplaatsen.

Meer weten over IndiGo: [Arjo.com/indigo](http://Arjo.com/indigo)

Tot **60%** minder werk bij



het opgaan van hellingen<sup>1</sup>

Tot **70%** minder werk bij



het afgaan van hellingen<sup>1</sup>

Verpleegkundigen-oproep, twee richtingen	RS232-gegevenspoort	SafeSet visuele waarschuwingen	Geïntegreerd therapiesysteem	Skin IQ stroomvoorziening	Extra stroomaansluiting	Met verstelbare bedbodem	Vaste hendel PowerDrive	IndiGo Intuitive Drive Assist
-	-	-	-	-	-	-	-	√*
-	-	-	-	-	-	-	-	√*
-	-	-	-	-	-	-	-	√*
√*	√*	√*	-	-	-	-	-	√*
√*	√*	√*	√*	√	√*	-	-	√*
√	√*	√*	-	√	√*	√	√*	-

360°  
- te gebruiken vanaf alle posities rondom het bed





Designed  
for value

# Een kosteneffectieve en flexibele oplossing

Als onderdeel van ons uitgebreide assortiment kunt u ook bedden huren, kopen en leasen, met als doel de betaalbaarheid van onze oplossingen en waarde van uw investering te maximaliseren. Voor alle bedden van Arjo zijn complete service- en onderhoudsopties beschikbaar die kunnen worden afgestemd op de vereisten van uw zorginstelling.



## Gemakkelijke service en onderhoud

De bedbodemdelen van gegoten kunststof zijn licht in gewicht, soepel en eenvoudig te verwijderen en het open frame is ontworpen om eenvoudig te worden gereinigd. Het is dus een duurzame oplossing voor reiniging en desinfectie in het kader van infectiebestrijdingsvereisten.



Door de open structuur en eenvoudig te verwijderen onderdelen kunnen werkzaamheden aan de actuator, control box, afstandsbedieningen, accu en zwenkwielen ter plekke in een paar minuten door één daarvoor opgeleide medewerker worden uitgevoerd; hierdoor wordt het bed eenvoudiger te repareren en te onderhouden door servicetechnici.

## Lage gebruikskosten

De bedden van Arjo zijn zo ontworpen en gebouwd dat ze sterk en duurzaam zijn; alle bedden worden getest op levensduur en zijn door UL gecertificeerd voor de IEC-normen voor stevigheid en stabiliteit. Een open structuur met plug & play-onderdelen en zelfsmerende scharnieren dragen bij aan lage kosten tijdens de levensduur. Door de toepassing van standaard onderdelen uit ons productassortiment kan de voorraad reserveonderdelen worden beperkt.



# Medische bedden van Arjo – designed for life, choice and value

Scan de QR-code om de demonstratievideo te bekijken  
Richt de camera van uw smartphone op de QR-code.  
(Op smartphones met Android moet u mogelijk een QR-app installeren).



## Video over Enterprise®-serie

Bedden voor patiënten met een laag  
en gemiddeld risico



## Video over Enterprise®-serie

Bed voor patiënten met een hoog risico



## Video over Citadel™ Plus

Ziekenhuisbed voor obese patiënten



## Video over IndiGo™

Gemotoriseerd vijfde wiel



Ons nieuwe assortiment medische bedden is onafhankelijk getest door de wereldwijd erkende organisatie UL, welke heeft verklaard dat ze voldoen aan de meest recente vereisten op het gebied van stabiliteit, ruimte en veiligheid van de IEC60601-2-52-norm.

**Literatuur:** 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Februari 2018 Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep.

© Arjo, 2018

Bij Arjo doen we ons uiterste best om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van cliënten, persoonlijke hygiëne, desinfectie, diagnostiek en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgverleners om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Alles wat we doen, doen we 'with people in mind'.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500  
Arjo Nederland BV • Biezenwei 21, 4004 MB Tiel • Postbus 6116, 4000 HC Tiel • Nederland • +31 (0) 344 64 08 00  
Arjo Belgium NV • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgium • +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com

**ARJO**

01.MB.41.3.NL.1.ARJO