



Diseñada  
para ofrecer  
durabilidad,  
flexibilidad y  
rentabilidad

PLATAFORMA UNIVERSAL DE CAMAS MÉDICAS DE ARJO

# La base indispensable para el bienestar del paciente


**arjo**

# Seguridad y facilidad de uso en todos los entornos sanitarios

La cama es un aspecto fundamental del cuidado diario del paciente, tanto en estancias cortas como en recuperaciones largas. Está diseñada para ofrecer un entorno seguro para el cuidado del paciente, un espacio donde el descanso y la recuperación puedan tener un efecto tranquilizador y terapéutico.

No hay dos pacientes iguales, y abordar las necesidades clínicas de un paciente puede ser un reto. En Arjo, ofrecemos una amplia gama de camas de hospital ergonómicas diseñadas para proporcionar el entorno idóneo para sus pacientes, independientemente de las necesidades clínicas, del nivel de gravedad y de los entornos sanitarios, ya sea en cuidados intensivos o en planta.

Nuestra plataforma universal de camas médicas está especialmente diseñada para ofrecer un entorno seguro para la atención y la recuperación del paciente, así como para reducir el riesgo asociado de que los cuidadores sufran lesiones.



Diseñada para ofrecer durabilidad



## Cuidados diarios esenciales

Nuestras camas médicas están diseñadas para optimizar los flujos de trabajo, mejorar la calidad de vida y ayudar a reducir los riesgos más comunes: caídas, atrapamientos y lesiones de los cuidadores. Gracias a su diseño ergonómico, que permite trabajar de forma segura y eficaz, nuestras camas le ayudan a dispensar los cuidados esenciales diarios y contribuyen a la consecución de sus objetivos clínicos.



### EFICIENCIA CLÍNICA

Nuestra gama de camas médicas se caracteriza por la completa integración de funciones clínicas y opciones de articulación para el cuidado avanzado del paciente.

- Parada del respaldo a 30°
- Silla cardíaca
- Indicador de ángulo del cabecero de la cama
- Controles de una pulsación
- Perfilado Bio-Contour
- Fowler automático
- Báscula integrada en la cama

La disponibilidad de estas funciones depende del modelo de cama; véase la tabla de las páginas 4 y 5.



### SEGURIDAD DEL PACIENTE

Todas las camas médicas de Arjo disponen de un completo conjunto de funciones de seguridad:

- Altura reducida de la cama
- Conformidad con la norma IEC 60601-2-52 para la prevención de atrapamiento de pacientes
- Luz nocturna bajo la cama
- Salida de la cama Varizone
- Sistema antiatrapamiento bajo la cama
- Panel de control retroiluminado
- Sistema de alertas visuales SafeSet
- Sistema de llamada y comunicación con el personal de enfermería

La disponibilidad de estas funciones depende del modelo de cama; véase la tabla de las páginas 4 y 5.



### CONCEPTO INTEGRADO DE PREVENCIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN

Nuestras camas médicas se complementan con una completa gama de superficies de apoyo terapéuticas para pacientes con lesiones por presión o riesgo de sufrirlas.

# Una plataforma universal de camas médicas que permite ofrecer un elevado nivel de cuidados

Diseñada para ofrecer flexibilidad

La plataforma universal es la respuesta inteligente a las necesidades en constante cambio de los hospitales, ya que cubre todos los grados de gravedad de los pacientes, del más leve al más grave, y múltiples entornos asistenciales, desde medicina quirúrgica hasta cuidados intensivos. Nuestras camas parten de un diseño básico que se mantiene constante en toda la gama y se caracteriza por su ligera maniobrabilidad y por contar con funciones de seguridad estandarizadas y controles intuitivos.



		Barandillas de seguridad	Sistema de articulación	Carga de trabajo segura	Controles	Parada automática del respaldo a los 30°	Silla cardiaca activable con un solo botón	Extensión de la cama en 3 pasos	Luz nocturna debajo de la cama	Pedal de ajuste de altura	Barandillas laterales de seguridad de caída suave	Báscula integrada en la cama	Detección de salida de la cama Varizone
GRAVEDAD BAJA	 Enterprise® 5000X	Plegables	Bio-Contour	250 kg	Dos mandos colgantes	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-	-
	 Enterprise® 5000X	Barandillas laterales divididas	Bio-Contour	250 kg	Dos mandos colgantes	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	-	-
GRAVEDAD MEDIA	 Enterprise® 8000X	Barandillas laterales divididas	Bio-Contour	250 kg	Mandos integrados para el paciente y el cuidador	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	-	-
	 Enterprise® 9000X	Barandillas laterales divididas	Bio-Contour	250 kg	Mandos para TV/iluminación*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
GRAVEDAD ALTA	 Citadel™	Barandillas laterales divididas	Pro-Contour	270 kg	Mandos para TV/iluminación*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
	 Citadel™ Plus	Barandillas laterales divididas	Pro-Contour	522 kg	Comunicación con enfermería, mandos para TV/iluminación*	✓	✓	✓	✓	✓*	-	✓	✓



Nimbus® Professional

### Superficies y estructuras para todo tipo de necesidades clínicas

Ponemos a su disposición una amplia gama de superficies terapéuticas motorizadas y no motorizadas para todo tipo de estructuras y pacientes con lesiones por presión o con riesgo de sufrirlas. También contamos con superficies integradas que ofrecen una solución flexible para pacientes con un elevado grado de dependencia y están disponibles para el sistema de tratamiento de pacientes Citadel™.

Nuestro diseño Bio-Contour combina un conjunto excepcional de movimientos de las secciones de la cama con un somier curvo, y está especialmente diseñado para ayudar al colchón a soportar la presión y el cizallamiento.

## Ahora, con tecnología intuitiva para la conducción asistida

El sistema IndiGo™ consiste en una quinta rueda motorizada con la que cualquier cuidador puede encargarse del transporte de una manera ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón. El sistema IndiGo está siempre disponible y se equipa directamente en la cama Citadel o Enterprise, de modo que solo cambia una cosa en el trabajo del cuidador: la cantidad de esfuerzo que necesita para mover la cama.

Más información sobre IndiGo:  
Arjo.com/indigo

Hasta un **60 %** de reducción del esfuerzo



al subir pendientes<sup>1</sup>

Hasta un **70 %** de reducción del esfuerzo



al bajar pendientes<sup>1</sup>

Sistema antiatrapamiento	Llamada bidireccional al personal de enfermería	Puerto de datos RS232	Alertas visuales SafeSet	Superficies terapéuticas integradas	Toma de Skin IQ	Toma de accesorios	Plataforma de anchura regulable	Empuñaduras PowerDrive fijas	Sistema intuitivo de asistencia de conducción IndiGo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	✓*
✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	-	-	✓*
✓	✓	✓*	✓*	-	✓	✓*	✓	✓*	-

360°  
- Uso desde cualquier posición alrededor de la cama



A healthcare professional with blonde hair tied back, wearing purple scrubs, is standing by a hospital bed. She is looking down at a patient lying in the bed. The patient is an older woman with short, curly grey hair and glasses, wearing a grey long-sleeved shirt. The hospital bed is white with blue accents and has control panels on the side. The background is a plain, light-colored wall with some medical equipment visible.

Diseñada  
para ofrecer  
rentabilidad

# Solución flexible y rentable

Nuestro amplio catálogo de productos incluye la oferta de opciones flexibles de alquiler, venta y leasing especialmente diseñadas para optimizar la accesibilidad de nuestras soluciones y la rentabilidad de su inversión. Todas las camas de Arjo disponen de un completo conjunto de opciones de revisión y mantenimiento que se pueden adaptar a las necesidades de su centro.



## Servicio y mantenimiento sencillos

Las láminas del somier están moldeadas por soplado, son ligeras, suaves y fáciles de extraer. El diseño abierto de la estructura ha sido concebido para que sea muy fácil de limpiar, por lo que el conjunto constituye una solución sostenible para las necesidades de limpieza y descontaminación incluidas entre los requisitos de control de infecciones.



La accesibilidad y facilidad de extracción de sus componentes hace que una sola persona con formación pueda llevar a cabo *in situ* y en cuestión de minutos la manipulación de elementos como los actuadores, la caja de control, los mandos, la batería o las ruedas. De este modo, se facilitan las tareas de revisión y mantenimiento de la cama a los técnicos e ingenieros.


## Bajo coste de vida útil

Diseñadas y construidas para ser resistentes y duraderas, todas las camas médicas de Arjo ofrecen una durabilidad probada y cuentan con certificación UL conforme a las normas IEC de resistencia y estabilidad. La reducción de los costes a largo plazo se ve potenciada por su arquitectura abierta con componentes de tipo *plug and play* y articulaciones autolubricantes. Los componentes comunes de toda la gama contribuyen a reducir la necesidad de almacenamiento de piezas de repuesto.



# Las camas médicas de Arjo están diseñadas para ofrecer durabilidad, flexibilidad y rentabilidad

Escanee el código QR para ver el vídeo de demostración.  
Sencillamente apunte al código QR con la cámara de su teléfono.  
(Los teléfonos Android podrían necesitar una aplicación de lectura de QR).



## Vídeo de la gama Enterprise®

Camas para gravedad baja y media



## Vídeo de la cama Citadel®

Cama para gravedad alta



## Vídeo de la cama Citadel™ Plus

Cama hospitalaria bariátrica



## Vídeo del sistema IndiGo™

Sistema intuitivo de conducción asistida



Nuestra gama de camas hospitalarias ha sido sometida a pruebas independientes por parte de UL, organización de reconocido prestigio en todo el mundo, a fin de certificar que cumple con los requisitos más avanzados de seguridad, estabilidad y dimensiones estipulados por la norma IEC 60601-2-52.

**Referencias:** 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)

Marzo 2020 En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho de modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2020

En Arjo, creemos que potenciar el movimiento en los entornos sanitarios es clave para ofrecer una atención de calidad. Nuestros productos y soluciones están diseñados para promover una experiencia segura y digna mediante la movilización de pacientes, camas médicas, higiene personal, desinfección, diagnóstico y la prevención de lesiones por presión y tromboembolismo venoso. Con más de 6000 personas en todo el mundo y 60 años cuidando de pacientes y profesionales sanitarios, nos comprometemos a lograr resultados más saludables para las personas que se enfrentan a retos de movilidad.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)

**ARJO**

Arjo.A00209.1.0.ES.ES